
















OMNIDENT

- Verwendete Symbole -
- Used symbols -



Nach EN ISO 15223-1

According to EN ISO 15223-1

Symbol / Symbol	Beschreibung	Description
	Nicht zur Wiederverwendung / Nur zum Einmalgebrauch	Not for re-use / For single use only
	Verwendbar bis	Use by
	Chargenbezeichnung / Chargen-Nummer	Batch code / LOT-number
SN	Seriennummer	Serial-number
	Herstellungsdatum	Date of manufacturing
	UDI (Eindeutige Produktidentifizierung)	UDI (Unique product identification)
	Steril	Sterile
	Sterilisation mit Ethylenoxid	Sterilisation with ethylene oxide
REF	Bestellnummer	Order number
	Medizinprodukt	Medical Device
	Achtung, Begleitdokumente beachten/ Gebrauchsanweisung beachten	Attention, see accompanying documents/ Details, see directions for use
	Hersteller	Manufacturer
	Vertriebspartner	Distributor
	Importeur	Importer
	Obere Temperaturbegrenzung	Upper temperature limit
	Untere Temperaturbegrenzung	Lower temperature limit
	Temperaturbegrenzung	Temperature limit

Sonstige Symbole

Other symbols

Symbol / Symbol	Beschreibung	Description
	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Protect against direct insolation
	Trocken Lagern	Store dry