


OMNIDENT Absaugkanülen aus Kunststoff, sterilisierbar

Artikel-Nr.:

OD-09011

OD-09012



Material:	hochwertiger Kunststoff (PP), im Autoklaven sterilisierbar bis 134° C (Ethylenoxid)
Eigenschaften:	geräuscharm, griffsicher, mattierte Oberfläche, daher keine störenden Lichtreflexe
Größen:	Art. OD-09011: Standard 124 mm lang, Ø 16 mm Art. OD-09012: Kinder 108 mm lang, Ø 16 mm Passt auf Handstücke mit einem Aufnahmekonus nach DIN 13938 (Ø 16 mm)
Farbe:	weiß, blau, grau, gelb, grün, lila, orange, rot, pink, weinrot
Qualitätskontrolle:	entspricht der Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte Klasse IIa, CE 0044
Verpackung:	Beutel mit 10 Stück 50 Beutel im Umkarton